

CATÁLOGO



# Material veterinario




Hunza4vet



[hunza4vet@gmail.com](mailto:hunza4vet@gmail.com)



[www.hunza4vet.com](http://www.hunza4vet.com)



# ÍNDICE

**3 INYECCIÓN E INFUSIÓN**  
Materiales especialmente diseñados para la profesión veterinaria, para administración de medicamentos, recolección de sangre y más.

**12 INSTRUMENTAL**  
Instrumentos para el mantenimiento y bienestar de los animales.

**23 ALIMENTACIÓN**  
Bebedores y dispositivos auxiliares en lo relacionado a la alimentación animal.

**30 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL**  
Etiquetas, marcadores y más mecanismos de identificación.

**36 MANEJO DE GANADO**  
Herramientas para mover y orientar al ganado con total seguridad.

**40 CUIDADO Y CURACIÓN DE HERIDAS**  
Materiales para cirugía y dispositivos para recuperación y cuidado de lesiones.

**46 INSEMINACIÓN Y GESTACIÓN**  
Todos los elementos necesarios para la inseminación segura.

**51 OTROS**  
/cuidado de animales  
/medicamentos

# Acuerdos Comerciales

## Políticas de Ventas

**Los descuentos serán negociados conjuntamente** de acuerdo a tu capacidad de gestión y reconocida solvencia, tanto moral de acuerdo a tus referencias comerciales, como financiera acorde a tus ventas y zona de cobertura comercial.

**Compra mínima de \$8,000.00 netos en clientes de contado**, y clientes con línea de crédito \$5,000.00 sujeto a existencia.

**Crédito de 30 días fecha de factura**, previa autorización del área de credito y cobranza.

En **compras de \$25,000.00 o más, sin costo de envío** a oficinas ocurre o domicilio, sujeto a los destinos de cobertura de las paqueterías o transportistas con los que trabaja Hunza, otras paqueterías o destinos sin cobertura, se envían por cuenta y pago por el cliente.

### **Restricciones:**

- No aplica a reembarques.
- No aplica en compras acumuladas.

**Toda devolución causa un cargo del 10% por gastos administrativos y de transporte**, siempre y cuando se realice dentro de los 30 días fecha factura.

**La garantía esta sujeta a evaluación del área técnica**, previa recepción del producto o comprobación del mal funcionamiento, **la garantía NO aplica** en equipos electrónicos o eléctricos.

**Cuenta con 48 horas a partir de la fecha de recepción** para reportar cualquier anomalía en su pedido.

### **NO RECONOCEMOS**

pagos hechos en efectivo a nuestros vendedores y repartidores, sin excepción **TODOS** los pagos deben ser realizados en las siguientes cuentas clabe bancarias por transferencia electrónica de fondos (SPEI).

**HSBC** 0216 8004 0645 9935 04

**BAJIO** 0305 4090 0026 5396 06

Sus pagos deber ser reportados a **hunza4vet.fact@Outlook.com** o **hunza4vet@gmail.com** para su aplicación y liberar el envío del pedido a que corresponda, dentro de las 48 horas siguientes.





---

# INYECCIÓN E INFUSIÓN





## Jeringa de un solo uso

Gama de jeringas de un uso de gran calidad, cumpliendo con las normas internacionales, fabricadas en polipropileno grado medico y caucho sintético libre de látex, lubricadas con silicona sintética.

- Conector Luer Slip y Luer Lock.
- Esterilizadas con oxido de etileno.
- Con graduación extendida para una dosificación precisa.
- Envase en blíster y papel grado medico, con apertura fácil.
- Jeringas de un uso disponibles con luer lock céntricos.



### Jeringa Luer Lock

Color	Ítem No.	Descripción	Presentación: caja
●	HJD012516AF	1 ml c/aguja fija 25G x 5/8	100 pzas
●	HJD032032LL	3 ml c/aguja 20G x 1 1/4	100 pzas
●	HJD032132LL	3 ml c/aguja 21G x 1 1/4	100 pzas
●	HJD032232LL	3 ml c/aguja 22G x 1 1/4	100 pzas
●	HJD032325LL	3 ml c/aguja 23G x 1	100 pzas
●	HJD032316LL	3ml c/aguja 23G x 5/8	100 pzas
●	HJD032516LL	3ml c/aguja 25G x 5/8	100 pzas
●	HJD052032LL	5 ml c/aguja 20G x 1 1/4	100 pzas
●	HJD102032LL	10 ml c/aguja 20G x 1 1/4	100 pzas
●	HJD201838LL	20 ml c/aguja 18G x 1 1/2	50 pzas
●	HJD351838LL	35 ml c/aguja 18G x 1 1/2	40 pzas



### Jeringa Luer Slip

Color	Ítem No.	Descripción	Presentación: caja
●	HJD012516LS	1 ml c/aguja fija 25G x 5/8	100 pzas




## Agujas de un solo uso

Una gama de tamaños diseñados especialmente para la profesión veterinaria.

- Agujas con 3 biseles, corte largo extra-afilado
- Cánula de pared gruesa fabricada en acero inoxidable quirúrgico, cumple con las normas internacionales de calidad y certificaciones de uso medico.
- Con conector de plástico Luer Lock acoplado a la cánula con epoxi de alto anclaje garantizando su sujeción en todo momento.

### Presentación: caja con 100 piezas

Color	Ítem No.	Descripción
○	HAD1613	16 x ½ (13mm)
○	HAD1619	16 x ¾ (19mm)
○	HAD1625	16 x 1 (25mm)
○	HAD1632	16 x 1¼ (32mm)
○	HAD1638	16 x 1½ (38mm)
●	NAD1813	18 x ½ (13mm)
●	HAD1819	18 x ¾ (19mm)
●	HAD1825	18 x 1 (25mm)
●	HAD1832	18 x 1¼ (32mm)
●	HAD1838	18 x 1½ (38mm)
●	HAD2006	20 x ¼ (6mm)
●	HAD2113	20 x ½ (13mm)
●	HAD2019	20 x ¾ (19mm)
●	HAD2025	20 x 1 (25mm)
●	HAD2032	20 x 1¼ (32mm)
●	HAD2038	20 x 1½ (38mm)
●	CAD2138	21 x 1½ (38mm)
●	CAD2325	23 x 1 (25mm)
●	CAD2516	25 x 5/8 (16mm)





## Agujas con base de aluminio

Una gama de tamaños diseñados especialmente para la profesión veterinaria.

- Agujas con 3 biseles, corte largo extra-afilado
- Cánula de pared gruesa y flexible fabricada en acero inoxidable quirúrgico, cumple con las normas internacionales de calidad y certificaciones de uso médico.
- Con conector de aluminio Luer Lock acoplado a la cánula por engargolado y electro-soldadura para lograr un alto anclaje garantizando su sujeción en todo momento.

### Presentación: caja con 100 piezas

Color	Ítem No.	Descripción
●	NAA1425	14 x 1 (25mm)
●	NAA1438	14 x 1½ (38mm)
●	NAA1450	14 x 2 (50mm)
○	NAA1613	16 x ½ (13mm)
○	NAA1619	16 x ¾ (19mm)
○	NAA1616	16 x ⅝ (16mm)
○	NAA1625	16 x 1 (25mm)
○	NAA1638	16 x 1½ (38mm)
●	NAA1809	18 x ⅜ (10mm)
●	NAA1813	18 x ½ (13mm)
●	NAA1819	18 x ¾ (19mm)
●	NAA1816	18 x ⅝ (16mm)
●	NAA1825	18 x 1 (25mm)
●	NAA1838	18 x 1½ (38mm)
○	NAA1909	19 x ⅜ (10mm)
●	NAA2013	20 x ½ (13mm)
●	NAA2025	20 x 1 (25mm)



Hunza  
Quality Veterinary Devices



## Agujas hipodérmicas

Una gama de tamaños diseñados especialmente para la profesión veterinaria.

- Agujas con 3 biseles, corte largo extra-afilado
- Cánula de pared gruesa y flexible fabricada en acero inoxidable quirúrgico, cumple con las normas internacionales de calidad y certificaciones de uso médico.
- Con conector de bronce cromado Luer Lock acoplado a la cánula por engargolado y electrosoldadura para lograr un alto anclaje garantizando su sujeción en todo momento.

### Presentación: blíster con 12 piezas

Ítem No.	Descripción
NAM1613	16 x ½ (13mm)
NAM1619	16 x ¾ (19mm)
NAM1625	16 x 1 (25mm)
NAM1632	16 x 1¼ (32mm)
NAM1638	16 x 1½ (38mm)
NAM1813	18 x ½ (13mm)
NAM1819	18 x ¾ (19mm)
NAM1825	18 x 1 (25mm)
NAM1832	18 x 1¼ (32mm)
NAM1838	18 x 1½ (38mm)
NAM1909	19 x ¾ (9mm)
NAM2006	20 x ¼ (6mm)
NAM2013	20 x ½ (13mm)
NAM2025	20 x 1 (25mm)



## Aguja de transferencia

Estas agujas de recolección de muestras de sangre son utilizadas individualmente, disponen de cánulas de acero inoxidable de doble cara con un revestimiento de silicona para facilitar la inserción al tiempo que reduce la fricción. El diámetro interior mayor que el promedio de estas agujas de pared delgada permite el uso de un calibre más pequeño, más cómodo con el aumento de las tasas de flujo de sangre. La aguja de perforación del tubo está provista de una membrana de goma sintética que garantiza la inocuidad de la muestra al interior del tubo. Esterilizado por radiación gamma, no pirogénico, y libre de látex. De un solo uso.

### Presentación: 6 piezas

Ítem No.	Descripción
NAT	Aguja Acero inoxidable esterilizable de transferencia 16G





## Aguja de recolección

Estas agujas de recolección de muestras de sangre son utilización individuales, disponen de cánulas de acero inoxidable de doble cara con un revestimiento de silicona para facilitar la inserción al tiempo que reduce la fricción. El diámetro interior mayor que el promedio de estas agujas de pared delgada permite el uso de un calibre más pequeño, más cómodo con el aumento de las tasas de flujo de sangre. La aguja de perforación del tubo esta provista de una membrana de goma sintética que garantiza la inocuidad de la muestra al interior del tubo. Esterilizado por radiación gamma, no pirogénico, y libre de látex. De un solo uso.

**Presentación: caja con 100 pzas**

Color Ítem No. Descripción

●	EAR	20 G x 1½
●	10748	21 G x 1½



## Tubo de recolección

Nuestros tubos de recolección de muestras de sangre de vacío estándar de un uso están hechos de vidrio resistente a romperse y son libres de látex. Los interiores están impregnados de solución glot (aditivo). Esterilizado por radiación gamma.

**Presentación: caja con 100 pzas**

Ítem No. Descripción

ETR	7 ml (Tapón rojo)
-----	-------------------



## Jeringa reusable TPX

Jeringas hipodérmicas ajustables de plástico TPX lo que hace resistente a la abrasión de los químicos de los excipientes y medicamentos, es esterilizable, cuenta con adaptador luer lock de metal y eje interior en acero inoxidable graduado

- Luer-lock apropiado
- Pistón de plástico y mango, con el barril transparente
- Puede ser hervida
- Claramente grabada su escala
- Limpiar bien y aplicar aceite de silicona después de su uso
- Regularmente sustituir los empaques

**Presentación: 1 pza**



### CON DOSIFICADOR

Incluye tuerca para fijar la dosificación deseada por el usuario.

Ítem No.	Descripción
CJR10D	10 ml
CJR20D	20 ml
CJR30D	30 ml
CJR50D	50 ml

### SIN DOSIFICADOR

Ítem No.	Descripción
NJR10	10 ml
NJR20	20 ml





## Jeringas automáticas

Las Jeringas automáticas cuentan con una serie de características que te permiten realizar la aplicación de medicamentos a los animales de forma continua de manera rápida, eficiente, controlada y segura.

**Presentación: 1 pza**



### VACUNADOR COWBOY

Su pico luer-lock, que admite agujas hipodérmicas de cualquier procedencia, puede remplazarse por una cánula bucal para administración oral de antiparásitos.

Ítem No.	Descripción
FJAR30	30 ml
FJAR50	50 ml



### CON MANGUERA

Retrocarga de medicamentos mediante Check y válvulas, incluye cánulas para frasco de 100 ml hasta 500 ml; dosificadora regulable sin escala fija.

Ítem No.	Descripción
CJAP2M	2 ml
CJAP5M	5 ml
CJAPPart	Repuesto manguera



### TOMA ORAL METÁLICA

La jeringa está lista para realizar tomas orales en animales, cambiando la cánula por el adaptador luer-lock podrá usarse para inyecciones de medicamentos.

Ítem No.	Descripción
CJAM30	30 ml



### CON PORTAFRASCO

El acoplador de la línea de montaje de la botella del vacunador incluye un collar de 20 mm de botella de 50 o 100 ml Fast Fit, y luer de metal.

Ítem No.	Descripción
CJAP2P	2 ml
CJAP5P	5 ml


## Cánula

Son perfectas para administrar medicamentos directamente en el pezón de la ubre de rumiantes durante el tratamiento de la mastitis y otros tratamientos que haya que hacer directamente en la ubre de los rumiantes, así es comúnmente usada para aplicación de secadores al retiro de los remantes de producción de leche antes del parto, otro uso frecuente es drenar la leche de la cisterna de la ubre de los rumiantes por razones de medicación o tratamiento medico, en muchas ocasiones se utiliza para descongestionar las cisternas de la ubre por grumos y otros obstrutores por el conducto de la ubre.

- Fabricadas en metal de grado alimenticio
- Reusables
- Adaptación a Jeringas Luer Lock y Luer Slip

### Presentación: 1 pza

Ítem No.	Descripción
CCDV	Canula doble (ventilada) p/manguera de j/automatica de 2-5ml



## Equipo intravenoso

diseñado para la aplicación de sueros por vía endovenosa a ganado, caballos u otras grandes especies; el capuchón se ajusta perfectamente a cualquier frasco de suero, así mismo cuenta con un respiradero a fin e garantizar el mismo flujo de liquido, evitando variaciones por la secuencia de vacío, la aplicación del medicamento se hace por gravedad regulando la presión del mismo de acuerdo a la altura en la que se mantiene el frasco. Tiene un largo total de 1.50 metros. Ya viene provisto de una aguja de 14x 1 ½ .

### Presentación: 1 pza

Ítem No.	Descripción
CEILatex	Equipo intravenoso de latex c/aguja de un uso de aluminio 14Gx11/2
FEIPVC	Equipo Intravenoso de PVC







# INSTRUMENTAL



## Corta pezuñas

Las tijeras para pezuñas, tienen cuchillas dobles de acero inoxidable, afiladas y puntiagudas. La hoja superior está destinada para cortarlas pezuñas con facilidad. Mango revestido de polvo azul.

- Se utiliza para recortar pezuñas de vacas, ovejas y cabras.

### Presentación: 1 pza

Ítem No.	Descripción
VPRPVe	Pinza P/Cortar Pezuñas Ovino



## Cuchilla limpia cascos

La cuchilla para el corte y recorte de cascos profesional y herrador, así como para cualquier persona que necesita una herramienta perfecta para tratamientos de casco, pezuña y garra.

Fabricadas en acero inoxidable especial de alta aleación para larga vida y excelentes propiedades de rectificado. Rendimiento de corte con mango ergonómico hecho de madera de halla tratada térmicamente.

### Presentación: 1 pza

Ítem No.	Descripción
FCRCDF	Cuchilla para limpieza y corte de cascos (Doble Filo)



## Pinza corte casco

Tenaza utilizada para eliminar y recortar los bordes de los cascos del caballo, de perfecta alineación de las mordazas y diseño ergonómico que facilita el trabajo. Los amplios bordes afilados y su simetría consistente ofrecen un corte confiable, incluso en condiciones difíciles. El punto de contacto exacto evita que las cuchillas de corte se toquen, manteniéndolas afiladas y en buen estado durante un largo tiempo.

Características:

- Acero especial de alta resistencia.
- Tratamiento térmico para mejor rendimiento.
- Forjadas a gota y templadas con mangos acojinados de vinilo.

### Presentación: 1 pza

Ítem No.	Descripción
CPRCCa	Pinza para corte de casco mango vinil rojo (Caballo)



## Lima Bellota

Es una lima que posee dos cara, con la cara áspera se nivela la pared del casco, la cara suave se utiliza para acordonar y dar el acabado a las robladuras.

**Presentación: 1 pza**

Ítem No.

Descripción

VEB14

Lima escofina bellota para cascos de caballos



## Martillo bellota

**Presentación: 1 pza**

Ítem No.

Descripción

VMHCB

Martillo Bellota para herrar caballos



## Remachadora cascos

Pinza remachadora de clavos para herrar, su trabajo es doblar el clavo sin la necesidad de usar el martillo. También llamada Pinza cocodrilo o de caiman


**Presentación: 1 pza**

Ítem No.

Descripción

CPRCCo

Pinza remachadora de clavos para cascos (Cocodrilo)





## Emasculador

Estos emasculadores de doble corte aplastan el cordón y los vasos sanguíneos (homeostasis) y luego siguen con un corte agudo, reduciendo el sangrado postquirúrgico e infección. La tuerca de mariposa extraíble simplifica el desmontaje para la limpieza, mantenimiento y sirve como ajuste para apretar o aproximarlas cuchillas. Hecho de acero inoxidable grado médico.

### Presentación: 1 pza

Ítem No.	Descripción
NEHC12	Emasculador P/Caballo 30cm 12"
NETBCh	Emasculador p/caballo tipo burdizo chica
NETBMe	Emasculador p/caballo tipo burdizo mediano
NETBGr	Emasculador p/caballo tipo burdizo grande




## Liga para castrar

Fuertes anillos de látex verde para su uso con aplicadores de castración en terneros, corderos, borregos y cabras. También puede ser utilizado para el corte de cola. Es un sistema de la castración económico.

### Presentación: 100 pzas

Ítem No.	Descripción
NLLVeC	Liga de latex para castrar Bolsa C/100 piezas



## Pinza elastadora de ligas

Su diseño le permite estirar los anillos de látex para poder pasar los testículos y colocar el anillo en el cordón espermático, deteniendo así toda la circulación con el resto del cuerpo causando atrofia de los testículos. Así mismo, se puede utilizar para el corte de colas en bovinos, ovinos y perros.

• Pinza elastradora para castrar cabras ovejas y terneros.

### Presentación: 1 pza

Ítem No.	Descripción
CPELMe	Pinza ligas



# Bisturí



## BISTURÍ DE UN SOLO USO

Con mango de plástico y una hoja de bisturí fabricada en acero al carbono, envasados y esterilizados individualmente.

**Presentación: 10 pzas**

Ítem No.	Descripción
FBDP24	Hoja #24



## REPUESTOS

- Hojas de bisturí en acero al carbono, esterilizadas y empacadas individualmente.
- Mango de acero inoxidable, para cuchillas hasta el tamaño 15.


Ítem No.	Descripción	Presentación
EHBACa24	Hoja de Bisturi #24	100 pzas
NMBAI4	Mango de Bisturí	1 pza

## BISTURÍ DE CAMPANA

El extractor de tumor de pezón de tipo Hugs de acabado cromo pulido, que permite la extracción o eliminación fácil y rápida de formaciones de cálculos y/o tumores.

**Presentación: 1 pza**

Ítem No.	Descripción
NBCET	Bisturí de Campana y/o Extractor de tumores



## Estuche de disección

El estuche de disección contiene el conjunto de herramientas empleadas para realizar estudios de anatomía y morfología interna sobre animales.

**Presentación: 1 pza**

Ítem No.	Descripción
FED12	Estuche de diseccion



## Pinza útero

También denominada pinza de útero. Se utiliza en legrados y otras intervenciones de ginecología.

**Presentación: 1 pza**

Ítem No.	Descripción
ZPUF20	Pinza Utero




## Porta agujas

Un porta aguja, también llamado impulsor de aguja, es un instrumento quirúrgico, similar a un hemóstato, utilizado por médicos y cirujanos para sostener una aguja de sutura para cerrar heridas durante la sutura y los procedimientos quirúrgicos.

**Presentación: 1 pza**

Ítem No.	Descripción
FPPA14	Pinza porta agujas de cirugia





## Sierra de liz

Sierra de alambre de acero inoxidable que viene empaquetado en una bobina dispensador de plástico reutilizable para evitar que se enreden. Utilizado para cortar los cuernos o botones del ganado y/o para el corte de producto muerto en un parto.

Ítem No.	Descripción	Presentación
CMSI	Sierra de Liz	1 par
CSL12	Sierra de Liz con 12mts	1 pza



## Trocar acero

Normalmente utilizada para procedimientos de alivio de presión e hinchazón en el ganado producido por la acumulación de gas por fermentación o retención de líquidos; una vez insertado el trocar, la cánula puede permanecer en la incisión aun cuando el trocar sea retirado, permitiendo que el gas o líquidos escape o fluya. Mango de madera con cánula lisa. Ambas con sujeciones para su manipulación independiente.

**Presentación: 1 pza**

Ítem No.	Descripción
NTAIF	Trocar de Acero c/Funda



## Trocar desplazamiento

**Presentación: 1 pza**

Ítem No.	Descripción
ETDA	Trocar p/desplazamiento de Abomaso





Hunza®  
Quality Veterinary Devices

## Almohaza

La almohaza es un instrumento que se usa para limpiar y cepillar los caballos. Se trata de un cepillo rústico, con dientes triangulares y romos, dotada de asa o mango.

**Presentación: 1 pza**

Ítem No.	Descripción
----------	-------------

NARACaRo	Almohaza redonda de acero
----------	---------------------------



## Bomba de doble acción

Bomba de doble acción para aplicación y succión de contenido directo al estomago.

**Presentación: 1 pza**

Ítem No.	Descripción
----------	-------------

FBNDAKr	Bomba doble accion equivet Kruise
---------	-----------------------------------



## Sonda nasoesofagica

Es la mejor sonda del mercado, hecha de un tubo especial siliconado, que tiene el grado justo de flexibilidad; No se torna rígida en agua helada, no forma pliegues y no se ablanda con el agua caliente. Cada sonda termina en un embudo que hace más fácil la unión a una bomba nasogástrica.



### Presentación: 1 pza


Ítem No.	Descripción
FSN13270Kr	Sonda nasoesofagica 13x27 mm Chica
FSN16270Kr	Sonda nasoesofagica 16x27 mm Mediana
FSN9210Kr	Sonda nasoesofagica p/potro 9x21 mm
FSN16360Kr	Sonda nasoesofagica sup c/2 orif M 16x36 mm
NSN16E9ISy	Sonda nasogastrica 5/8 DO 3/8 DI

## Bomba gastrica

Bomba para extraer el contenido del estómago a través de la sonda naso-gástrica

### Presentación: 1 pza

Ítem No.	Descripción
FBNDASy	Bomba gastrica 120ml C/tubo gastrico Koroseal





## Corta colmillos

Esta herramienta es especialmente para el corte de dientes y colmillos de lechones. Evita que el lechón dañe los pezones o ubres cerda durante de la lactancia. Ayuda evitar el aplastamiento de lechones ayudándolos así a mamar y obtener un buen comienzo durante las primeras semanas de vida.

- Esta fabricada en acero forjado y cromado.
- Tiene un largo de 6".

**Presentación: 1 pza**

Ítem No.	Descripción
----------	-------------

NCCCaRo	Corta colmillos para cerdo mango rojo
---------	---------------------------------------



## Corta lana (para trasquilar)

Tijera para trasquilar Borrego, Ovejas y algunos usos mas en establo, rancho o granja, también con usos en jardinería

**Presentación: 1 pza**

Ítem No.	Descripción
----------	-------------

CTRLRo	Tijera para recorte de Lana
--------	-----------------------------



## Termómetro digital

Termómetro digital punta flexible y suave. Nuevo modelo. Visor de fácil lectura. Rápido y exacto. Fabricado en material resistente a desinfectantes habituales e irrompible.

COMPONENTES: Plástico.

Este termómetro le permite conocer la lectura del cuerpo de manera rápida, precisa y segura. Ideal para medir la temperatura rectal y sublingual, es tan cómodo como los modelos tradicionales. Impermeable y escala de temperatura seleccionable en grados Celsius y Fahrenheit. Memoria última medición.

**Presentación: 1 pza**

Ítem No.	Descripción
----------	-------------

CTDPS	Termometro digital de punta suave
-------	-----------------------------------



## Copa sello y presello

Copa grande en ángulo para una fácil aplicación y profundidad adecuada para la máxima cobertura del pezón de la vaca. Especialmente diseñada con sistema de sifón con flujo directo a la parte superior del interior de la copa con rebosadero a prueba de retornos para reducir el derrame y desborde, así mismo para evitar el retorno del líquido al frasco, evitando contaminación.

- Frasco blando para facilitar su operación.
- Gancho para colocación en el cinturón o instalaciones de la sala de ordeño.
- La copa esta fabricada en polipropileno y el frasco el polietileno, ambos grado alimenticio y de gran durabilidad, con sistema y tipo Ambic.
- Las dimensiones son de 27cms de alto por 6.5cms de ancho con capacidad de 350ml.

**Presentación: 1 pza**

Ítem No.	Descripción
CCPSSAz	Copa P/Aplicacion de sello y presello (azul)





# ALIMENTACIÓN





## Bebedero de chupón para cerdo

Bebedero mecánico de chupón para cerdos, utiliza la acción de morder que elimina el desperdicio de agua. Cada válvula tiene 3 orificios diferentes, ya sea para alta, media o baja presión o flujo de agua. De construcción en acero inoxidable. Un bebedero de chupón da servicio 12 cerdos. De cuerda de 1/2" cónica NPT de conexión y diseño hexagonal para facilitar el montaje, mantenimiento y desmontaje.

### Presentación: 1 pza

Ítem No.	Descripción
CBCExa	Bebedero para cerdo (hexagonal) de acero inoxidable
NBCRed	Bebedero para cerdo (redondo) acero inoxidable
NBCLec	Bebedero para lechón (hexagonal) de acero inoxidable



## Bebedero borrego verde

Pequeño tazón de plástico PVC endurecido con sistema de válvula de latón con cuerda de 1/2" cónica NPT, tiene una válvula de flujo con acabado en nylon que facilita su limpieza y evita incrustaciones, la válvula es fácilmente activada por animales pequeños, ideal para borregos, cabras, terneros y perros. Resistente y de fácil limpieza, cada bebedero da servicio a 10 borregos.

- Plástico ecológico, no tóxico, sin olor, resistente al desgaste y tiene una buena textura.
- El agua fluirá hacia abajo automáticamente.
- Diseño único, adecuado para la cabeza de oveja, conveniente para ellos para usar.
- Ahorro de agua y proporcionar su ovejas con agua limpia y sanitaria.

### Presentación: 2 pzas

Ítem No.	Descripción
NBBPVe	Bebedero para borrego de plástico color verde



## Mamila para biberón

Mamila para botella biberón con rosca, requiere de tapa que sujeta y cierra herméticamente la mamila, más segura, previene derrames accidentales.

Diseño ideal que promueve la aceptación y mejor alimentación del becerro. Bebedero para utilizar en becerros, la mamila viene con orificios de respiración pre-perforados. Fabricado en Polietileno y PVC grado Alimenticio. Fácil de estibar.

**Presentación: 10 pzas**

Ítem No.	Descripción
ATBAZ	Mamila para Chivos/borrego de rosca azul
FTBRo	Mamila Roja P/Biberon
ÍFBBB2L	Biberon (botella p/becerro)



## Comedero gallo

**Comedero ½ luna:** Fabricado en plástico adicionado con protección UVA y UVB la conformación es robusta para uso duradero en granja de cría de gallos. Cuenta con un diseño de 3 ganchos que facilita su sujeción en jaulas o roscaderos.

Capacidad: 250ml.

**Bebedero cuadrado:** Fabricado en plástico adicionado con protección UVA y UVB la conformación es robusta para uso duradero en granja de cría de gallos. Cuenta con un diseño de 3 ganchos que facilita su sujeción en jaulas o roscaderos.

Capacidad: 750ml.

**Presentación: 1 pza**

Ítem No.	Descripción
ABG	Bebedero cuadrado para gallo 750ml
ACML	Comedero media Luna para Gallo





## Cánula

Son perfectas para administrar medicamentos, fabricadas en metal de grado alimenticio, fuerte firme y reutilizable, con adaptación a jeringas luer lock.




### INFUSIÓN TIRALECHE

Utilizadas para administrar medicamentos directamente en el pezón de la ubre de rumiantes durante el tratamiento de la mastitis y otros tratamientos que haya que hacer directamente en la ubre de los rumiantes

**Presentación: 10 pzas**

Ítem No.	Descripción
CCIT	Canula de infusion 3 1/2 pulgadas (tiraleche)



### TOMA ORAL

Con punta de inserto abombado para evitar lesiones al momento de suministrar tomas orales

**Presentación: 1 pza**

Ítem No.	Descripción
CCTO12LL	12cm toma oral Luer Lock
CCTO19LL	19cm toma oral Luer Lock
CCTO12R	toma oral con rosca de 12cms



### TOMA ORAL PARA AVES

Tamaño por el diámetro suficiente para suministro de tomas orales para aves y pequeñas mascotas que tienen problemas de alimentación o sufran de deshidratación, punta redonda ovalada

**Presentación: 12 pzas**

Ítem No.	Descripción
CCTO115Av	LL 115mm
CCTO65Av	LL 65mm



## Destetador

Un popular y barato dispositivo para destetar becerros o cabritos (anti-succión) que no permite efectivamente succionar la leche de las vacas. Hecho de plástico de alta calidad y con un color claramente distintivo. De fácil colocación en el ternero, se coloca en la nariz con solo girar la tuerca de mariposa o estirando las puntas se fija.

- Polipropileno de la más alta calidad,
- Acondicionado con protección UV, UVR y antioxidantes.
- Tamaño estándar.

**Presentación: 1 pza**



**DESTETADOR ARAÑA**

Ítem No.	Descripción
ADAAm	Destetador tipo araña amarillo



**PLACA DESTETADORA DE RESORTE**

Ítem No.	Descripción
ADPNa	Placa destetadora de resorte color Naranja




## Imán


Para el control riesgos por ingestión de metales. Un conjunto de imanes anillados colocados sobre un eje le permite tener la máxima resistencia. Las tapas de los extremos plateadas ayudan a prevenir la corrosión, y los extremos redondeados también ayudan a prevenir el daño al rumen bovino. Las piezas polares alternadas entre los cinco imanes aumentar la potencia del magneto. Los objetos como clavos son atraídos y acomodados en paralelo al imán de la vaca. Para su colocación usar tira bolos o manguera.



**Presentación: 12 pzas**

Ítem No.	Descripción
NIRS	Iman ruminal seccionado 1.9 X 8.75 CM (Anillado)





# IDENTIFICACIÓN Y CONTROL





## Aretes para ganado

Los aretes para ganado son etiquetas de oreja fabricadas de resinas de polímeros expóxicos con tratamientos especiales integrales UVA y UVB que garantizan la vida útil de los aretes por 8 años, una vez que son colocados y pueden utilizarse para todo el ganado. Pueden ser grabados con maquina láser o simplemente con el marcador de tinta indeleble.

**Versatilidad:** El sistema de dos piezas permite combinar cualquier arete hembra con cualquier macho.

**Fáciles de aplicar:** Los aretes flexibles pueden colocarse con la pinza aretadora de liberación rápida de aluminio. A si mismo, pueden aplicarse con pinzas compatibles con las marcas: Allflex, Duflex, Ardes, E- flex, así como otras marcas de aretes de dos piezas con estándar internacional.



### ARETE CHICO PARA BORREGO

Presentación: 25 sets

Color	Ítem No.
●	ZACAm
●	HACNa
●	ZACAz
○	ZACBI
●	ZACRo
●	ZACVe

### ARETE MEDIANO PARA CERDO

Presentación: 25 sets

Color	Ítem No.
●	ZAMAm
●	ZAMNa
●	ZAMAz
○	ZAMBI
●	ZAMRo
●	ZAMVe



### ARETE GRANDE PARA BOVINO

Presentación: 25 sets

Color	Ítem No.
●	ZAGAm
●	ZAGNa
●	ZAGAz
○	ZAGBI
●	ZAGRo
●	ZAGVe

### ARETE MAXI PARA VACAS

Presentación: 25 sets

Color	Ítem No.
●	ZAEAm
●	ZAENa
●	ZAEAz
○	ZAEBI
●	ZAERo
●	ZAEVe

## ARETE REDONDO DE 28mm

Presentación: 25 sets

Color Ítem No.

- ZARAm
- ZARAn
- ZARAz
- ZARBI
- ZARRo
- ZARVe



## MACHO O REMACHE ARETE

Presentación: 25 sets

Color Ítem No.

- CMRAm
- CMRNa
- CMRAz
- CMRBI
- CMRRo
- CMRVe




## MACHO O REMACHE VISTA

Presentación: 25 sets

Color Ítem No.

- ZMRViAm
- ZMRViNa
- ZMRViAz
- ZMRViBI
- ZMRViRo
- ZMRViVe



## Aretes de arpón

Arete fabricado de una sola pieza, con cierre tipo arpón, el precio económico y gran rendimiento y versatilidad lo ha echo el preferido por los productores engordadores de ganado.

- Fácil marcado (plumón, láser, código de barras).
- Uso para bovinos estabulados, en corral o en pradera.
- Su aplicación es principalmente en animales grandes y en donde se requiere un contacto visual a larga distancia.
- Medidas: 7.3cm x 11.2cm

### Presentación: 50 piezas

Color Ítem No.

- TAFAm
- TAFAzCe
- TAFAzPe
- TAFBI
- TAFLi
- TAFMo
- TAFNa
- TAFRoJo
- TAFRoSa
- TAFVe



## Pinza aretadora

- Fabricada con aleación de aluminio y Zinc, de alta resistencia. Cuenta con una aguja de acero inoxidable y cada pinza contiene una aguja de repuesto en uno de sus mangos.
- Resorte de acción inmediata, que permite una rápida apertura de la pinza, para evitar desgarres en la oreja del animal.
- Amplia apertura de los extremos, lo que facilita la colocación del identificador.
- Adaptador plástico que permite su uso tanto en identificadores visuales como, como electrónicos.
- Tiene vida útil mínima de 10 años ( condiciones de uso en campo); es recomendable realizar su rutina de mantenimiento después de cada operación y volviéndola a lubricar con aceite de silicona grado alimenticio antes de guardarla.



Ítem No.	Descripción	Presentación
NPAA	Pinza aplicadora para arete (Universal)	1 pza
ZPAARef	Aguja de repuesto para pinza aplicadora para arete	10 pzas



## Marcador Stick

Diseñados para marcar animales de forma fácil y eficiente, estos marcadores vienen en un dispensador de plástico giratorio con tapa para ayudar a mantener las manos y ropa limpias. Altamente visible, duradero y resistente a la intemperie y al desgaste. La marca tiene una duración de 8 a 10 días.

Marcará Animales mojados o secos. No tóxico.

**Principales usos:** En establos lecheros sobre todo para el manejo de vacunación y/o inseminación. En granjas de puercos para el mercado de animales en manejos de vacunación y/o medicación. En ranchos de engorda para el marcado de animales y/o medicación, así como en desparasitaciones.

### Presentación: 1 pza

Color Ítem No.

- CMSAm
- CMSNa
- CMSAz
- CMSRo
- CMSVe



## Plumón UNIPAIN

Marcador de tinta permanente fabricado con pigmentos base de aceite. Es permanente en las superficies de los aretes, su tinta es muy resistente a la luz y al agua, y su pigmentación soporta temperaturas hasta 250° C sin alterarse. Punta acrílica (forma de bala retráctil) y cuerpo de aluminio.

- Ancho de trazo de 2,2 a 2,8 mm. Línea media-fina.
- Gran adherencia aún en piezas con lubricante.
- Resistente al agua, vapor, intemperie y salinidad.
- Su tinta brillante cubre sin que se traspase el color del fondo.

### Presentación: 1 pza

Ítem No.

Descripción

BPMUP Marcador para arete de ganado Indeleble (UNIPAIN)



## Muesquetador

Instrumento de acero inoxidable utilizado para hacer marcas en las orejas con forma de "V" con la finalidad de identificar los animales.

**Presentación: 1 pza**

Ítem No.	Descripción
CMVAI	Muesqueador corte V en acero inoxidable




## Tatuador

Son instrumentos versátiles y económicos con construcción pesada usados para la identificación por tatuaje permanente en animales. Los alicates grandes aguantan hasta 4 letras o dígitos de 3/8". Los alicates pequeños aguantan cinco dígitos de 5/16". Alicates de aleación de aluminio.

**Presentación: 1 pza**

Ítem No.	Descripción
NTTN9mm	Tatuador 3/8 Std C/Tinta y Numero
FTTN9mm	Tatuador 3/8 Std C/Tinta y Numero VENTIJET







# MANEJO DE GANADO





# Arreador

El arreador recargable es la herramienta imprescindible para los ganaderos para mover y orientar a sus animales y el control de sus movimientos con total seguridad. Ha sido diseñado para desplazar a los animales por la señal de sonido y/o por la transmisión de impulsos eléctricos.

Incluye:

- Batería recargable de alta potencia y más duradera.
- Mango moldeado patentado para mayor durabilidad y resistencia a la humedad.
- Clip de botón para mayor seguridad.
- Incluye cargador de automóvil y de pared.




**Presentación: 1 pza**

Ítem No.	Descripción
HA380AR42	A380 Arreador recargable con Varilla 42"
HA380BP2200	A380 Bateria recargable (2200Mah)
HA380CA12V	A380 Cargador automovil (12v)
HA380CPCA	A380 Cargador pared (110/220v)
HA380ARSA	A380 Maneral de arreador (sin accesorios)
HA380V22	A380 Varilla para arreador 22"
HA380V32	A380 Varilla para arreador 32"
HA380V42	A380 Varilla para arreador 42"
HA380V52	A380 Varilla para arreador 52"
FAHSAB42	Arreador Hot Shot c/v Flexible 42"
FAHSBP6	Bateria P/Arreador Hot Shot c/6 piezas



Quality Veterinary Devices



## Laza trompas

Diseñado para atrapar y sostener fácilmente cerdos y otros animales que en su manejo puedan ser peligrosos y requieran de un soporte sólido y firme. Hecho de metal pesado con empuñaduras y un dispositivo de cierre automático y para mantener el animal asegurado. Longitud total de 24", incluyendo el cable.

### Presentación: 1 pza

Ítem No.	Descripción
HLTPBIVe	Lazatrompas o sujetador para cerdos



## Domatoro

Nariguero con o sin cadena para el adecuado y seguro manejo de bovinos, fabricado en bronce con acabado en cromo vanadio y cadena de acero inoxidable. Cuenta con gancho de anclaje de cadena a asegurarla colocación.

- Coloque la nariguera en las fosas nasales del animal y cierre suavemente. Asegure los mangos con la cadena de metal niquelado de 13 ½". Guíe el animal por la cadena o los mangos

### Presentación: 1 pza

Ítem No.	Descripción
CNDCCAFu	Nariguero o domatoro con cadena
CNDSCAFu	Nariguero o domatoro sin cadena





## Argollas

Argollas de toros de alta calidad, diseño de partes en arcos machos y hembras. Modelo muy fuerte y durable. Equipado sin aplicador. Fabricadas en latón. Incluye tornillos de seguro 2 tipos: Manivela y/o Allen.

Es recomendable utilizar estos anillos de forma permanente en la nariz de los semovientes, especialmente cuando el productor bovino tiene complicaciones para mantener el control de sus animales. La argolla es puesta para darle presión a la nariz del semoviente, por ser esta área una de las más sensibles de las reses.



### Presentación: 1 pza

Ítem No.	Descripción
CABCh648	Argolla para becerro 64x8mm (Chica)
CATGr808	Argolla para toro 80x8mm (Grande)
CAVMe708	Argolla para vaca 70x8mm (Mediana)







# CURACIÓN Y CUIDADO DE HERIDAS

## Aguja sutura S italica

Agujas de sutura PRIME de acero inoxidable de calidad suprema en términos de nitidez y resistencia. Todas las agujas de corte traumático, que es el mejor estándar cuando se trata del cierre de la piel: la calidad hace que la sutura sea más precisa. Las agujas PRIME también son la primera opción entre los cirujanos veterinarios. Las agujas de cuerpo redondo con un borde puntiagudo son el tipo de aguja preferido en los tejidos blandos, como los intestinos, la vejiga y el estómago.



### Presentación: 10 piezas

Ítem No.	Descripción
FASSI	Aguja sutura S italica (postmortem)



## Sutura Nylon

Es una sutura sintética no absorbible. Indicada especialmente para la sutura de piel, cirugía plástica y cirugía general. Este hilo, de color azul, monofilamento con una composición de poliamida 6,6 se caracteriza por su elevada fuerza tensil.

### Presentación: 1 pieza

Ítem No.	Descripción
VSN30	Sutura de Nylon azul LT .30X100, uso veterinario
VSN60	Sutura de Nylon azul LT .60X100, uso veterinario
VSN70	Sutura de Nylon azul LT .70X100, uso veterinario
VSN80	Sutura de Nylon azul LT .80X100, uso veterinario
VSN100	Sutura de Nylon azul LT 1X100, uso veterinario



## Sutura desplazamiento

### Presentación: 1 pieza

Ítem No.	Descripción
ESAKit	Sutura p/desplazamiento de Abomaso

## Catéter

Un catéter es un dispositivo con forma de tubo estrecho y alargado que puede ser introducido dentro de un tejido o vena. Los catéteres permiten la inyección de fármacos, el drenaje de líquidos o bien el acceso de otros instrumentos.

**Presentación: 12 piezas**

Ítem No.	Descripción
FCGUPASE	Cateter Gato Extremo abierto S/Estilete




## Gasa


Una gasa es una malla, con más o menos hilos. Existen mallas para este proceso de muchos tipos de hilos usados. La gasa de algodón ha sido tradicionalmente usada en compresas y vendajes para cubrir y proteger las heridas.

**Presentación: 200 piezas**

Ítem No.	Descripción
MGNE1010	Gasa 10 x 10 no esteril







# Hunza®

Quality Veterinary Devices

## Collar Isabelino

Sistema de cierre de clic rápido y simple. Hace que la aplicación del cuello sea tan fácil como abotonarse la camisa. El material completamente transparente permitirá la visión completa del animal. Suave y flexible. Hecho de material plástico laminado semitransparente. Su uso es evitar las intervenciones de la mascota sobre sus heridas, lo que permitirá la cicatrización en tiempo y forma.

**Presentación: 1 pieza**

Ítem No.	Descripción
273480	Collar Isabelino 7.5cm
273481	Collar Isabelino 10cm
273482	Collar Isabelino 12.5cm
273483	Collar Isabelino 15cm
273484	Collar Isabelino 20cm
273485	Collar Isabelino 25cm
273486	Collar Isabelino 30cm
273487	Collar Isabelino 40cm



## Venda cohesiva

Las Vendas cohesivas son más elásticas, que una venda clásica, y de sujeción extrafuerte indicada de forma preventiva o como tratamiento terapéutico en caballos de salto, de carrera, Así como la curación de cualquier herida que requiera soporte y para la sujeción de férulas, apósitos, gasas, etc., en cualquier especie.

- Las Vendas cohesivas proporcionan compresión de larga duración y evitan cortes de circulación.
- Su retirada es sencilla e indolora, su sujeción no requiere de adhesivos.
- Se puede volver a aplicar de nuevo después de retirada.
- Es porosa permitiendo el paso del aire, evitando la maceración de la herida.
- La Venda cohesiva es transpirable, resistente al agua, y elástica.
- Se adhieren entre y sobre si mismas, no se adhieren sobre la piel.
- Adaptable a cualquier parte del cuerpo.
- Surtido de colores variados




### VENDA COHESIVA DE 2"

Presentación: 36 piezas

Color Ítem No.

- NVC2Ro
- NVC2Am
- NVC2Az
- NVC2Na
- NVC2Mo
- NVC2Ve



### VENDA COHESIVA DE 4"

Presentación: 18 piezas

Color Ítem No.

- NVC4Am
- NVC4Az
- NVC4Mo
- NVC4Na
- NVC4Ro
- NVC4Ve







# INSEMINACIÓN Y GESTACIÓN



## Guante palpar

Guantes largos de un uso de uso veterinario, especiales para cubrir la mano y el brazo hasta el hombro y poder realizar palpaciones en equinos y bovinos. Se usan para ginecología y obstetricia veterinaria. Fabricados con etilvinilo de acetato, material que permite gran sensibilidad al tacto, así como en resistencia y seguridad.. Empaquetado en una cómoda caja dispensadora de 100pzas. 36" (96cm) longitud total, color anaranjado, 1.3 milésimas de grosor.

En primer lugar, el guante permite asegurar la no infección del animal, en segundo lugar, permitirnos el máximo tacto posible para poder palpar correctamente y, por último protegernos la mano y el brazo de las contingencias o posibles infecciones del animal al usuario.

- Longitud: 96 cm
- Ancho palma: 17 cm
- Ancho puño: 29 cm.




### Presentación: 100 piezas

Ítem No.	Descripción
CGPP	Guante de un uso largo para palpar

## Pipeta de curación

Tubo flexible de aleación de PVCy TDA de color azulado. Un extremo con acoplamiento de forma única permite un ajuste perfecto con cualquier jeringa de punta luer estándar, lo que elimina la necesidad de adaptadores para su conexión. El otro extremo redondo, pulido (roma), y de cuerpo liso para una inserción más fácil, más suave y seguro para evitar lesiones en el tracto vaginal, cervical y uterino . Hecho a partir de polímeros de alta calidad.

Se utiliza para infusiones uterinas después de la inseminación para prevenir las infecciones que pueden causar infertilidad, así como para lavados post-parto o para lavados por infección. Los tubos de infusión trabajan perfectamente con las jeringas de un solo uso Luer Slip o Luer Lock.



### Presentación: 25 piezas

Ítem No.	Descripción
IPCU21	Pipeta para Curacion bolsa

## Camisa sanitaria

La camisa sanitaria "IMV Technologies" es un tubo delgado de plástico ligero, un poco más largo que un pistolet. Su parte anterior está cerrada, sellada, mientras aquella posterior está abierta.

La camisa sanitaria se coloca sobre la funda francesa de inseminación o la pipeta de transferencia o de inseminación antes de introducirla al sistema reproductivo del animal a ser inseminado, para evitar la transmisión de contaminantes de los flujos genitales al interior del equipo de inseminación y al útero durante el proceso.

Al entrar en contacto con el cuello del útero, la camisa sanitaria se repliega dejando la punta del equipo de inseminación libre sin contaminar realizando una inseminación limpia y efectiva.



### Presentación: 1 pieza

Ítem No.	Descripción
DCSIMV18	Camisa Sanitaria IMV

## Extractor becerros

Ayudan a asistir en situaciones de parto difíciles, ideal para grandes operaciones de ganado, granjas pequeñas o prácticas veterinarias por igual.

### Presentación: 1 pieza

Ítem No.	Descripción
NEBAP	Extractor para Becerros



## Catéter de inseminación

El catéter de inseminación artificial con mejor diseño, más de 1 millón de inseminaciones realizadas por año en todo México. La forma específica y diseño, la textura de su espuma y las características dimensionales (diámetros interno y externo) lo hacen el catéter ideal para el tracto genital de la cerda de varios partos (Multíparas) y el tracto genital de la cerda de primer parto (Primíparas) y su efectiva inseminación al tener cerclaje adecuado en el cérvix, empacado individualmente para garantizarse su manejo inocuo y uso sanitario.

### Presentación: 100 pieza

Ítem No.	Descripción
CCIM	Cateter para Inseminacion MULTIPARAS
CCIP	Cateter para Inseminacion PRIMIPARAS



## Frasco inseminación

Frasco de 100ml fabricado en polietileno de baja densidad natural. La tapa cuenta con bayoneta sellada para inseminación en catéter con tapa. El sello de la bayoneta garantiza la inocuidad en el uso de los frascos.

Se recomienda el llenado de frascos en áreas asépticas libres de polvo, pirógenos y contaminantes. Disponibles en 6 colores para su identificación y separación para realizar los manejos de inseminación dentro de las granjas de producción.

### Presentación: 10 pieza

Ítem No.	Descripción
CFS100	Frasco para inseminación en cerdas c/tapa de 100ml





## Funda francesa


Las fundas de PVC de IA diseñadas con un inserto que proporciona un asiento seguro para una pajilla de semen. Fundas azules y verdes sin cortes para trabajar con pistolas de inseminación en espiral. Ambas pueden ser utilizadas con pistola de inseminación universal.

• Miden 17,5 ""(44,45cm)de largo, 0,178"" (0.452cm)D.E.(diámetro externo).

### Presentación: 50 piezas

Ítem No.	Descripción
IFFAz18	Funda Francesa azul
IFFVe18	Funda Francesa verde





# OTROS

*/ CUIDADO DE ANIMALES*

*/ MEDICAMENTO*





## Shampoo para caballo

Recomendado para el baño de caballos después del trabajo o por aseo semanal, aporta vitaminas, minerales y proteínas, contiene aloe vera (Sábila y jojoba) que mantienen el pelo y capa de pelo del caballo, limpio, humectado y nutrido, revitalizándolo haciéndolo mas flexible, brillante y sedoso. Combate el sebum ( hongo causante de la seborrea) y otras erecciones del cuero cabelludo, pelo y capa de pelo de los caballos.

### Presentación: 1 pieza

Ítem No.	Descripción
HSC1	Shampoo para Caballo (mantenimiento) 1Lt
HSC5	Shampoo para Caballo (mantenimiento) 5Lt





# Hunza®

Quality Veterinary Devices



Hunza4vet



[hunza4vet@gmail.com](mailto:hunza4vet@gmail.com)



[www.hunza4vet.com](http://www.hunza4vet.com)